

Item	Grupo do Mat.	Material	Quant. Solic.	Unid. de Medida	Situação
1	30099	PEÇAS DE MANUTENÇÃO (30099002909)	1.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<p>Item Apoiado: Peças para manutenção corretiva do Analisador de leite, fluídos de leite e soro de leite por espectroscopia FTIR - Dairyspec FT manual Bentley - LABOLEITE/EAJ (M1/A27)</p> <p>Especificação Complementar: Peça para manutenção corretiva do Dairyspec FT manual Bentley, a saber: DIAFRAGMA PARA EQUIPAMENTO DAIRYSPEC. Obs.: Em caso de dúvidas, entrar em contato com o pesquisador responsável: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (Laboratório de Qualidade do Leite - LABOLEITE/EAJ/UFRN) - Contato: (84) 99915-0062 OU Dra. DANIELLE SALES (Laboratório de Qualidade do Leite - LABOLEITE/EAJ/UFRN) - Contato: (84) 99600-1575.</p>					
2	30099	PEÇAS DE MANUTENÇÃO (30099002909)	15.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<p>Item Apoiado: Peças para manutenção corretiva do Analisador de leite, fluídos de leite e soro de leite por espectroscopia FTIR - Dairyspec FT manual Bentley - LABOLEITE/EAJ (M1/A27)</p> <p>Especificação Complementar: Peças para manutenção corretiva do Dairyspec FT manual Bentley, a saber: TUBULAÇÃO TRANSPARENTE PLÁSTICA PARA IBC PARA EQUIPAMENTO DAIRYSPEC (UNIDADE: 1 PE EQUIVALE A 30,48 cm). Obs.: Em caso de dúvidas, entrar em contato com o pesquisador responsável: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (Laboratório de Qualidade do Leite - LABOLEITE/EAJ/UFRN) - Contato: (84) 99915-0062 OU Dra. DANIELLE SALES (Laboratório de Qualidade do Leite - LABOLEITE/EAJ/UFRN) - Contato: (84) 99600-1575.</p>					
3	30099	PEÇAS DE MANUTENÇÃO (30099002909)	3.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<p>Item Apoiado: Peças para manutenção corretiva do Analisador de leite, fluídos de leite e soro de leite por espectroscopia FTIR - Dairyspec FT manual Bentley - LABOLEITE/EAJ (M1/A27)</p> <p>Especificação Complementar: Peças para manutenção corretiva do Dairyspec FT manual Bentley, a saber: TUBULAÇÃO PLÁSTICA IBC PARA EQUIPAMENTO DAIRYSPEC (UNIDADE: 1 PE EQUIVALE A 30,48 cm). Obs.: Em caso de dúvidas, entrar em contato com o pesquisador responsável: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (Laboratório de Qualidade do Leite - LABOLEITE/EAJ/UFRN) - Contato: (84) 99915-0062 OU Dra. DANIELLE SALES (Laboratório de Qualidade do Leite - LABOLEITE/EAJ/UFRN) - Contato: (84) 99600-1575.</p>					
4	30099	PEÇAS DE MANUTENÇÃO (30099002909)	8.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<p>Item Apoiado: Peças para manutenção corretiva do Analisador de leite, fluídos de leite e soro de leite por espectroscopia FTIR - Dairyspec FT manual Bentley - LABOLEITE/EAJ (M1/A27)</p> <p>Especificação Complementar: Peças para manutenção corretiva do Dairyspec FT manual Bentley, a saber: TUBULAÇÃO PLÁSTICA SOMA/B2000/ IBC (FIT) PARA EQUIPAMENTO DAIRYSPEC (UNIDADE: 1 PE EQUIVALE A 30,48CM). Obs.: Em caso de dúvidas, entrar em contato com o pesquisador responsável: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (Laboratório de Qualidade do Leite - LABOLEITE/EAJ/UFRN) - Contato: (84) 99915-0062 OU Dra. DANIELLE SALES (Laboratório de Qualidade do Leite - LABOLEITE/EAJ/UFRN) - Contato: (84) 99600-1575.</p>					
5	30099	PEÇAS DE MANUTENÇÃO (30099002909)	2.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<p>Item Apoiado: Peças para manutenção corretiva do Analisador de leite, fluídos de leite e soro de leite por espectroscopia FTIR - Dairyspec FT manual Bentley - LABOLEITE/EAJ (M1/A27)</p> <p>Especificação Complementar: Peças para manutenção corretiva do Dairyspec FT manual Bentley, a saber: VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSLUCIDA PARA EQUIPAMENTO DAIRYSPEC. Obs.: Em caso de dúvidas, entrar em contato com o pesquisador responsável: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (Laboratório de Qualidade do Leite - LABOLEITE/EAJ/UFRN) - Contato: (84) 99915-0062 OU Dra. DANIELLE SALES (Laboratório de Qualidade do Leite - LABOLEITE/EAJ/UFRN) - Contato: (84) 99600-1575.</p>					
6	30099	PEÇAS DE MANUTENÇÃO (30099002909)	4.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<p>Item Apoiado: Peças para manutenção corretiva do Analisador de leite, fluídos de leite e soro de leite por espectroscopia FTIR - Dairyspec FT manual Bentley - LABOLEITE/EAJ (M1/A27)</p> <p>Especificação Complementar: Peças para manutenção corretiva do Dairyspec FT manual Bentley, a saber: VÁLVULA DE CHECAGEM VERMELHA PARA EQUIPAMENTO DAIRYSPEC. Obs.: Em caso de dúvidas, entrar em contato com o pesquisador responsável: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (Laboratório de Qualidade do Leite -</p>					

Item	Grupo do Mat.	Material	Quant. Solic.	Unid. de Medida	Situação
LABOLEITE/EAJ/UFRN) - Contato: (84) 99915-0062 OU Dra. DANIELLE SALES (Laboratório de Qualidade do Leite - LABOLEITE/EAJ/UFRN) - Contato: (84) 99600-1575.					
7	30099	PEÇAS DE MANUTENÇÃO (30099002909)	1.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
Item Apoiado: Peças para manutenção corretiva do Analisador de leite, fluídos de leite e soro de leite por espectroscopia FTIR - Dairyspec FT manual Bentley - LABOLEITE/EAJ (M1/A27)					
Especificação Complementar: Peça para manutenção corretiva do Dairyspec FT manual Bentley, a saber: TUBULAÇÃO MARPRENE NEXGEN PARA EQUIPAMENTO DAIRYSPEC (UNIDADE: 1 PE EQUIVALE A 30,48 cm). Obs.: Em caso de dúvidas, entrar em contato com o pesquisador responsável: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (Laboratório de Qualidade do Leite - LABOLEITE/EAJ/UFRN) - Contato: (84) 99915-0062 OU Dra. DANIELLE SALES (Laboratório de Qualidade do Leite - LABOLEITE/EAJ/UFRN) - Contato: (84) 99600-1575.					
8	30099	PEÇAS DE MANUTENÇÃO (30099002909)	1.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
Item Apoiado: Peças para manutenção corretiva do Analisador de leite, fluídos de leite e soro de leite por espectroscopia FTIR - Dairyspec FT manual Bentley - LABOLEITE/EAJ (M1/A27)					
Especificação Complementar: Peça para manutenção corretiva do Dairyspec FT manual Bentley, a saber: VÁLVULA HOMOGENIZER ESPECÍFICA PARA EQUIPAMENTO DAIRYSPEC. Obs.: Em caso de dúvidas, entrar em contato com o pesquisador responsável: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (Laboratório de Qualidade do Leite - LABOLEITE/EAJ/UFRN) - Contato: (84) 99915-0062 OU Dra. DANIELLE SALES (Laboratório de Qualidade do Leite - LABOLEITE/EAJ/UFRN) - Contato: (84) 99600-1575.					
9	30099	PEÇAS DE MANUTENÇÃO (30099002909)	1.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
Item Apoiado: Peças para manutenção corretiva do Analisador de leite, fluídos de leite e soro de leite por espectroscopia FTIR - Dairyspec FT manual Bentley - LABOLEITE/EAJ (M1/A27)					
Especificação Complementar: Peça para manutenção corretiva do Dairyspec FT manual Bentley, a saber: MICRO BOMBA INJETORA PARA EQUIPAMENTO DAIRYSPEC. Obs.: Em caso de dúvidas, entrar em contato com o pesquisador responsável: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (Laboratório de Qualidade do Leite - LABOLEITE/EAJ/UFRN) - Contato: (84) 99915-0062 OU Dra. DANIELLE SALES (Laboratório de Qualidade do Leite - LABOLEITE/EAJ/UFRN) - Contato: (84) 99600-1575.					
10	30099	PEÇAS DE MANUTENÇÃO (30099002909)	1.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
Item Apoiado: Peças para manutenção corretiva do Analisador de leite, fluídos de leite e soro de leite por espectroscopia FTIR - Dairyspec FT manual Bentley - LABOLEITE/EAJ (M1/A27)					
Especificação Complementar: Peça para manutenção corretiva do Dairyspec FT manual Bentley, a saber: CÉLULA DAIRYSPEC ESPECÍFICA PARA EQUIPAMENTO DAIRYSPEC. Obs.: Em caso de dúvidas, entrar em contato com o pesquisador responsável: ADRIANO HENRIQUE DO NASCIMENTO RANGEL (Laboratório de Qualidade do Leite - LABOLEITE/EAJ/UFRN) - Contato: (84) 99915-0062 OU Dra. DANIELLE SALES (Laboratório de Qualidade do Leite - LABOLEITE/EAJ/UFRN) - Contato: (84) 99600-1575.					